

Instructions for Use

■ User's Manual

RadiForce® MX220W MX241W

Color LCD Monitor

Important





Please read this User's Manual and Setup Manual (separate volume) carefully to familiarize yourself with safe and effective usage.

-
- Please refer to the Setup Manual for basic information ranging from connection of the monitor to a PC to using the monitor.
 - The latest User's Manual is available for download from our web site:
<http://www.eizo.com>
-



SAFETY SYMBOLS

This manual uses the safety symbols below. They denote critical information. Please read them carefully.

 WARNING	
Failure to abide by the information in a WARNING may result in serious injury and can be life threatening.	
 CAUTION	
Failure to abide by the information in a CAUTION may result in moderate injury and/or property or product damage.	
	Indicates a prohibited action.
	Indicates to ground for safety.

This product has been adjusted specifically for use in the region to which it was originally shipped. If operated outside this region, the product may not perform as stated in the specifications.

- It shall be assured that the final system is in compliance to IEC60601-1-1 requirement.
- Power supplied equipment can emit electromagnetic waves, that could influence, limit or result in malfunction of the monitor.
Install the equipment in a controlled environment, where such effects are avoided.
- This is a monitor intended for use in a medical image system. It does not support the display of mammography images for diagnosis.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission of EIZO Corporation. EIZO Corporation is under no obligation to hold any submitted material or information confidential unless prior arrangements are made pursuant to EIZO Corporation's receipt of said information. Although every effort has been made to ensure that this manual provides up-to-date information, please note that EIZO monitor specifications are subject to change without notice.

Apple, Mac, Macintosh, iMac, eMac, Mac OS, MacBook, PowerBook, ColorSync, QuickTime, and iBook are registered trademarks of Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows Media, SQL Server, and Xbox 360 are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

A round gothic bold bit map font designed by Ricoh is used for the characters displayed on this product.

VESA is a registered trademark or a trademark of the Video Electronics Standards Association in the United States and other countries.

EIZO, the EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor, and ScreenManager are registered trademarks of EIZO Corporation in Japan and other countries.

All other company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.


PRECAUTIONS

IMPORTANT!







- This product has been adjusted specifically for use in the region to which it was originally shipped. If operated outside the region to which it was originally shipped, the product may not perform as stated in the specifications.
- To ensure personal safety and proper maintenance, please read this section and the caution statements on the unit (refer to the figure below).

● Location of the Caution Statements

Ex. MX241W



● Symbols on the unit

Symbol	This symbol indicates
	Main Power Switch Press to turn the monitor's main power off
	Main Power Switch Press to turn the monitor's main power on.
	Power Button Press to turn the monitor's power on or off.
	Alternating current
	Alerting electrical hazard
	Caution Refer to SAFETY SYMBOLS section in this manual.

WARNING

If the unit begins to emit smoke, smells like something is burning, or makes strange noises, disconnect all power connections immediately and contact your dealer for advice.

Attempting to use a malfunctioning unit may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Do not open the cabinet or modify the unit.

Opening the cabinet or modifying the unit may result in fire, electric shock, or burn.




Refer all servicing to qualified service personnel.

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Keep small objects or liquids away from the unit.

Small objects accidentally falling through the ventilation slots into the cabinet or spillage into the cabinet may result in fire, electric shock, or equipment damage. If an object or liquid falls/spills into the cabinet, unplug the unit immediately. Have the unit checked by a qualified service engineer before using it again.



Place the unit at the strong and stable place.


A unit placed on an inadequate surface may fall and result in injury or equipment damage. If the unit falls, disconnect the power immediately and ask your dealer for advice. Do not continue using a damaged unit. Using a damaged unit may result in fire or electric shock.



Use the unit in an appropriate location.

Not doing so may result in fire, electric shock, or equipment damage.

- Do not place outdoors.
- Do not place in the transportation system (ship, aircraft, trains, automobiles, etc.)
- Do not place in a dusty or humid environment.
- Do not place in a location where water is splashed on the screen (bathroom, kitchen, etc.).
- Do not place in a location where the steam comes directly on the screen.
- Do not place near heat generating devices or a humidifier.
- Do not place in a location where the product is subject to direct sunlight.
- Do not place in an inflammable gas environment.



To avoid danger of suffocation, keep the plastic packing bags away from babies and children.

Use the enclosed power cord and connect to the standard power outlet of your country.

Be sure to remain within the rated voltage of the power cord. Not doing so may result in fire or electric shock. Power supply: 100-120/200-240 Vac, 50/60 Hz

To disconnect the power cord, grasp the plug firmly and pull.

Tugging on the cord may damage and result in fire or electric shock.



WARNING

The equipment must be connected to a grounded main outlet.

Not doing so may cause in fire or electric shock.



Use the correct voltage.

- The unit is designed for use with a specific voltage only. Connection to another voltage than specified in this User's Manual may cause fire, electric shock, or equipment damage. Power supply: 100-120/200-240 Vac, 50/60 Hz
- Do not overload your power circuit, as this may result in fire or electric shock.

Handle the power cord with care.

- Do not place the cord underneath the unit or other heavy objects.
- Do not pull on or tie the cord. If the power cord becomes damaged, stop using it. Use of a damaged cord may result in fire or electric shock.



For the electrical safety, do not connect or disconnect the power cord in the presence of patients.

Never touch the plug and power cord if it begins to thunder.

Touching them may result in electric shock.



When attaching an arm stand, please refer to the user's manual of the arm stand and install the unit securely.

Not doing so may cause the unit to become unattached, which may result in injury or equipment damage. Before installation, make sure that desks, walls, and others an arm stand is fixed on have adequate mechanical strength.

When the unit is dropped, please ask your dealer for advice.

Do not continue using a damaged unit. Using a damaged unit may result in fire or electric shock. When reattaching the tilt stand, please use the same screws and tighten them securely.

Do not touch a damaged LCD panel directly with bare hands.

The liquid crystal which leaks from the panel is poisonous if it enters the eyes or mouth. If any part of the skin or body comes in direct contact with the panel, please wash thoroughly. If some physical symptoms result, please consult your doctor.



Fluorescent backlight lamps contain mercury (the products that have LED backlight lamps contain no mercury), dispose according to local, state or federal laws.

Exposure to elemental mercury can result in effects on the nervous system, including tremor, memory loss, and headache.


CAUTION

Handle with care when carrying the unit.

Disconnect the power cord and cables when moving the unit. Moving the unit with the cord attached is dangerous. It may result in injury.

When handling the unit, grip the bottom of the unit firmly with both hands ensuring the panel faces outward before lifting.

Dropping the unit may result in injury or equipment damage.



Do not block the ventilation slots on the cabinet.

- Do not place any objects on the ventilation slots.
- Do not install the unit in a closed space.
- Do not use the unit laid down or upside down.

Blocking the ventilation slots prevents proper airflow and may result in fire, electric shock, or equipment damage.



Do not touch the plug with wet hands.

Doing so may result in electrical shock.



Use an easily accessible power outlet.

This will ensure that you can disconnect the power quickly in case of a problem.

Periodically clean the area around the plug.

Dust, water, or oil on the plug may result in fire.

Unplug the unit before cleaning it.

Cleaning the unit while it is plugged into a power outlet may result in electric shock.

If you plan to leave the unit unused for an extended period, disconnect the power cord from the wall socket after turning off the power switch for the safety and the power conservation.

This product is only suitable for a patient environment, but not for contact with a patient.

Notice for this monitor

This product is intended to be used in displaying and viewing digital images for diagnosis of X-ray or MRI, etc. by trained medical practitioners. It does not support the display of mammography images for diagnosis.

This product has been adjusted specifically for use in the region to which it was originally shipped. If the product is used outside the region, it may not operate as specified in the specifications.

This product may not be covered by warranty for uses other than those described in this manual.

The specifications noted in this manual are only applicable when the following are used:

- Power cords provided with the product
 - Signal cables specified by us
-

Only use optional products manufactured or specified by us with this product.

As it takes about 30 minutes for the performance of electrical parts to stabilize, adjust the monitor 30 minutes or more after the monitor power has been turned on.

Monitors should be set to a lower brightness to reduce changes in luminosity caused by long-term use and maintain a stable display.

When the screen image is changed after displaying the same image for extended periods of time, an afterimage may appear. Use the screen saver or power save function to avoid displaying the same image for extended periods of time.

Periodic cleaning is recommended to keep the monitor looking new and to prolong its operation lifetime. (Refer to “[Cleaning](#)” on the next page.)

The screen may have defective pixels or a small number of light dots on the screen. This is due to the characteristics of the panel itself, and is not a malfunction of the product.

The backlight of the LCD panel has a fixed lifetime. When the screen becomes dark or begins to flicker, please contact your dealer.

Do not press on the panel or edge of the frame strongly, as this may result in display malfunctions, such as interference patterns, etc. If pressure is continually applied to the panel, it may deteriorate or damage your panel. (If the pressure marks remain on the panel, leave the monitor with a black or white screen. The symptom may disappear.)

Do not scratch or press on the panel with any sharp objects, as this may result in damage to the panel. Do not attempt to brush with tissues as this may scratch the panel.

When the monitor is cold and brought into a room or the room temperature goes up quickly, dew condensation may occur on the interior and exterior surfaces of the monitor. In that case, do not turn the monitor on. Instead wait until the dew condensation disappears, otherwise it may cause some damage to the monitor.

Cleaning

Attention

- Chemicals such as alcohol and antiseptic solution may cause gloss variation, tarnishing, and fading of the cabinet or panel, and also quality deterioration of the image.
- Never use any thinner, benzene, wax, and abrasive cleaner, which may damage the cabinet or panel.

Note

- The optional ScreenCleaner is recommended for cleaning the cabinet and panel surface.

If necessary, the stains on the cabinet and panel surface can be removed by moistening part of a soft cloth with water.

To use the monitor comfortably

- An excessively dark or bright screen may affect your eyes. Adjust the brightness of the monitor according to the environmental conditions.
- Staring at the monitor for a long time tires your eyes. Take a 10-minute rest every hour.

CONTENTS

Cover	1	Chapter 3 Setting Monitor	25
PRECAUTIONS	3	3-1. Enabling/Disabling Mode Selection [Mode Preset].....	25
Notice for this monitor	7	3-2. Locking Buttons [Key Lock]	25
CONTENTS	9	3-3. Setting the EIZO Logo Display [Logo]	26
Chapter 1 Introduction	10	3-4. Setting Orientation [Orientation]	26
1-1. Features.....	10	● To set the orientation of the Adjustment menu	26
1-2. Controls and Functions.....	11	3-5. Setting Language [Language]	27
1-3. Utility Disk.....	11	3-6. Setting the Display Position of the Adjustment Menu [Menu Position].....	27
● Disk contents and software overview	11	3-7. Restoring the Default Setting	27
● To RadiCS LE or ScreenManager Pro for Medical.	11	● To reset color adjustment values [Color Reset]	27
1-4. Basic Operation and Functions.....	12	● To reset all adjustments to the factory default settings [All Reset]	27
Basic operation of Adjustment menu.....	12	Chapter 4 Power Saving Function	28
Functions	13	4-1. Setting the Power Saving [Power Save]	28
Chapter 2 Adjusting Screen.....	14	4-2. Setting Power Indicator [Power Indicator]	28
2-1. Setting Screen Resolution.....	14	4-3. Setting Monitor's Automatic Brightness Adjustment [Auto EcoView]	29
Compatible Resolutions/Frequencies.....	14	Chapter 5 Troubleshooting	30
Setting Resolution.....	14	Chapter 6 Reference	33
● Windows 8 / Windows 7	14	6-1. Attaching an Arm	33
● Windows Vista	14	6-2. Connecting More than Two PCs to the Monitor	34
● Windows XP.....	14	● To switch the input signal.....	34
● Mac OS X.....	14	● To set input signal selection [Input Selection]..	35
2-2. Displaying Screen Correctly.....	15	6-3. Making Use of USB (Universal Serial Bus).	36
Digital Input	15	● Required System Environment	36
Analog Input.....	15	● Connection Procedure (Setup of USB Function)	36
2-3. Color Adjustment	19	6-4. Displaying Monitor Information	37
● To select the display mode (CAL Switch)	19	● Displaying monitor information by pressing ①	37
● To perform advanced adjustments	19	● Displaying signal information [Signal Info].....	37
● Adjustment items in each mode.....	20	● Displaying monitor information [Monitor Info]	37
● To adjust the brightness [Brightness]	21	6-5. Specifications.....	38
● To adjust the contrast [Contrast].....	21	6-6. Glossary	46
● To adjust the color temperature [Temperature]	21	6-7. Preset Timing.....	48
● To adjust the gamma value [Gamma]	22	FCC Declaration of Conformity	49
● To adjust the hue [Hue]	22	EMC Information	50
● To adjust the color saturation [Saturation]	22	LIMITED WARRANTY.....	53
● To enhance the outline of the image [Outline Enhancer].....	23		
● To adjust the gain value [Gain].....	23		
● To adjust six colors [6 Colors].....	23		
2-4. Displaying Lower Resolutions.....	24		
● To change screen size [Screen Size].....	24		

Chapter 1 Introduction

Thank you very much for choosing an EIZO Color Monitor.

1-1. Features


- 24" wide format LCD (MX241W)
- 22" wide format LCD (MX220W)
- Applicable to the resolution 1920 dots x 1200 lines
- Applicable to DisplayPort (applicable to 8 bit or 10 bit, not applicable to audio signals)
- 3 signal input terminals (DVI-I x 2, DisplayPort x 1)
- CAL Switch function for selecting an optimal calibration mode
"2-3. To select the display mode (CAL Switch)" (page 19)
- DICOM mode (CAL Switch function) (page 46)
- The quality control software "RadiCS LE" (for Windows) used to calibrate the monitor is included
"1-3. Utility Disk" (page 11)
- The software "ScreenManager Pro for Medical" (for Windows) to adjust the screen using the mouse and keyboard is included
"1-3. Utility Disk" (page 11)
- Frame Synchronous mode supported (59 - 61 Hz)
- Power saving function
This product is equipped with power saving function.
 - Power Consumption when main power switch is Off: 0W
Equipped with main power switch.
Turning off the main power switch completely shuts off power supply to the monitor while the monitor is not used.
 - Auto EcoView function
The sensor on the front side of the monitor detects the environmental brightness to adjust the screen brightness automatically and comfortably.
Excessively high brightness may lead a damage to the natural environment as well as to your eyes. Suppressing the excessively high brightness will be helpful to reduce the power consumption and the damage to your eyes.
"4-3. Setting Monitor's Automatic Brightness Adjustment [Auto EcoView]" (page 29)
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- Portrait/Landscape display available (rotate 90 degrees clockwise)

NOTE

- This monitor supports the Portrait/Landscape display. This function allows you to change the orientation of the Adjustment menu when using the monitor screen in vertical display position. (Refer to "To set the orientation of the Adjustment menu [Orientation]" on page 26.)
 - For using the monitor with "Portrait" position, the graphics board supporting portrait display is required. When using the monitor with "Portrait" position, the setting needs to be changed depending on the graphics board used in your PC. Refer to the manual of the graphics board for details.
-

1-2. Controls and Functions

Ex. MX241W



- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Sensor (AutoEcoView) | 6. ⊖ button |
| 2. Ⓢ button | 7. ▲▼ button |
| 3. Ⓜ button | 8. ● button |
| 4. ⓘ button | 9. ⊕ button |
| 5. * button | 10. Power Indicator |

Indicator status	Operation status
Blue	The screen is displayed
Orange	Power saving
Off	Main Power Switch / Power button off

1-3. Utility Disk

An “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM) is supplied with the monitor. The following table shows the disk contents and the overview of the software programs.

● Disk contents and software overview

The disk includes application software programs for adjustment, and User’s Manual. Refer to “Readme.txt” file on the disk for software startup procedures or file access procedures.

Item	Overview
A “Readme.txt” file	
RadiCS LE (for Windows)	RadiCS LE is quality control software used to calibrate the monitor and manage the calibration history. (A PC must be connected to the monitor with the supplied USB cable.) Refer to the description later.
ScreenManager Pro for Medical (for Windows)	A utility software program to control monitor adjustments from a PC using its mouse and keyboard. (A PC must be connected to the monitor with the supplied USB cable.) Refer to the description later.
User’s Manual (PDF file)	

● To RadiCS LE or ScreenManager Pro for Medical

Refer to the corresponding User’s Manual on the CD-ROM disk in order to install and use the software. When using this software, you will need to connect a PC to the monitor with the supplied USB cable. For more information refer to the “6-3. Making Use of USB (Universal Serial Bus)” ([page 36](#)).


1- 4. Basic Operation and Functions

Basic operation of Adjustment menu

1 Displaying Adjustment Menu


Press **⊙**.

The adjustment menu appears.




2 Adjusting/Setting


1. Choose a menu to adjust/set with **⬆**/**⬇**, and press **⊙**.



2. Choose an item to adjust/set with **⬆**/**⬇**, and press **⊙**.



3. Adjust/set the selected item with **⬆**/**⬇**, and press **⊙**.








3 Exiting

Press **@** a few times.

The adjustment menu finishes.

Functions

The following table shows all the Adjustment menu's adjustment and setting menus.

Main Menu	Item	Adjusting/Setting
Color 	Brightness	"2-3. Color Adjustment" (page 19)
	Contrast	
	Temperature	
	Gamma	
	Advanced Settings	
	Hue	
	Saturation	
	Outline Enhancer	"3-7. Restoring the Default Setting" (page 27)
Gain		
6 Colors		
Color Reset		
Screen 	Screen Size	"2-4. Displaying Lower Resolutions" (page 24)
	Analog Adjustment	"2-2. Displaying Screen Correctly" (page 15)
	Auto Adjustment	
	Range Adjustment	
	Clock	
	Phase	
	Hor. Position	
	Ver. Position	
PowerManager 	Power Save	"4-1. Setting the Power Saving" (page 28)
	Auto EcoView	"4-3. Setting Monitor's Automatic Brightness Adjustment" (page 29)
	Power Indicator	"4-2. Setting Power Indicator" (page 28)
Menu Settings 	Language	"3-5. Setting Language" (page 27)
	Orientation	"3-4. Setting Orientation" (page 26)
	Menu Position	"3-6. Setting the Display Position of the Adjustment Menu" (page 27)
Tools 	Input Selection	"6-2. Connecting More than Two PCs to the Monitor" (page 34)
	Mode Preset	"3-1. Enabling/Disabling Mode Selection" (page 25)
	Signal Info	"6-4. Displaying Monitor Information" (page 37)
	Monitor Info	
	All Reset	"3-7. Restoring the Default Setting" (page 27)

* The adjusting/setting function on the <Color> menu depend on the selected Color mode (page 20). The above table shows the sub menus when the "Custom" mode is selected (See "2-3. Color Adjustment" (page 19)).

Chapter 2 Adjusting Screen

2-1. Setting Screen Resolution

Compatible Resolutions/Frequencies

For details on compatible resolutions, refer to “Compatible Resolutions/Frequencies” in the Setup Manual.

Setting Resolution

When you connect the monitor to the PC and find that the resolution is improper, or when you want to change the resolution, follow the procedure below.

● Windows 8 / Windows 7

1. For Windows 8, click the “Desktop” tile on the Start Screen to display the desktop.
2. Right-click the mouse anywhere on the desktop except for icons.
3. From the displayed menu, click “Screen resolution”.
4. On the “Screen Resolution” dialog, select the monitor .
5. Click “Resolution” to select the desired resolution.
6. Click the [OK] button.
7. When a confirmation dialog is displayed, click [Keep changes].

● Windows Vista

1. Right-click the mouse anywhere on the desktop except for icons.
2. From the displayed menu, click “Personalize”.
3. On the “Personalization” window, click “Display Settings”.
4. On the “Display Settings” dialog, select the “Monitor” tab and select desired resolution in the “Resolution” field.
5. Click the [OK] button.
6. When a confirmation dialog is displayed, click [Yes].

● Windows XP

1. Right-click the mouse anywhere on the desktop except for icons.
2. From the displayed menu, click “Properties”.
3. When the “Display Properties” dialog is displayed, click the “Settings” tab and select desired resolution for “Screen resolution” under “Display”.
4. Click the [OK] button to close the dialog.

● Mac OS X

1. Select “System Preferences” from the Apple menu.
2. When the “System Preferences” dialog is displayed, click “Displays” for “Hardware”.
3. On the displayed dialog, select the “Display” tab and select desired resolution in the “Resolutions” field.
4. Your selection will be reflected immediately. When you are satisfied with the selected resolution, close the window.

2-2. Displaying Screen Correctly

Digital Input

When digital signals are input, images are displayed correctly based on the preset data of the monitor. When performing advanced adjustment, see “2-3 Color Adjustment” (page 19) and subsequent pages.

Analog Input

Attention

- Wait 30 minutes or more from monitor power on before starting adjustments.
(Allow the monitor to warm up for at least 30 minutes before making adjustments.)

The monitor screen adjustment is used to suppress flickering of the screen or adjust screen position and screen size correctly according to the PC to be used.

The Self Adjust function works when all of the following conditions are satisfied.

- When a signal is input into the monitor for the first time or when the resolution or Vertical/Horizontal Frequency not displayed before is set
- When signals with the vertical resolution over 480 are input




If the screen is not displayed correctly even after performing the Self Adjust operation, adjust the screen according to the procedures on the following pages to use the monitor comfortably.

[Adjustment Procedure]


1 Perform the auto adjustment.

- To adjust flickering, screen position, and screen size automatically [Auto Adjustment]

Procedure

1. Choose <Screen> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Analog Adjustment> from the <Screen> menu, and press .
3. Choose <Auto Adjustment>, and press .

The auto adjustment function works (the message “In Progress” appears) to correctly adjust the flickering, screen position, and screen size correctly.

When the auto adjustment is completed, a message appears. Select “OK” to confirm the new settings or “Cancel” to restore the previous settings, and press .

Attention

- This function works correctly when an image is fully displayed over the Windows or Macintosh display area. It does not work properly when an image is displayed only on a part of the screen (command prompt window, for example) or when a black background (wallpaper, etc.) is in use.
- This function does not work correctly with some graphics boards.

If the screen is not displayed correctly even after adjusting in step 1 above, perform the adjustments according to the procedures on the following pages. When the screen is displayed correctly, go to [step 5](#) “To adjust color gradation automatically [Range Adjustment]”.

2 Prepare the display pattern for the analog display adjustment.

Download the “Screen adjustment pattern files” from our site: <http://www.eizo.com>

NOTE


- For details and instructions on opening the “Screen adjustment pattern files”, refer to the “Readme.txt” file.
-

3 Perform the auto adjustment again with the analog screen adjustment pattern displayed.

● To adjust flickering, screen position, and screen size automatically [Auto Adjustment]

Procedure

1. Display Pattern 1 of the screen adjustment pattern files in full screen on the monitor.



2. Choose <Screen> from the Adjustment menu, and press .
3. Choose <Analog Adjustment> from the <Screen> menu, and press .
To proceed with the subsequent adjustments, select an item in <Analog Adjustment> of the <Screen> menu.
4. Choose <Auto Adjustment>, and press .
The auto adjustment function works (the message “In Progress” appears) to adjust the flickering, screen position, and screen size correctly.
When the auto adjustment is completed, a message appears. Select “OK” to confirm the new settings or “Cancel” to restore the previous settings, and press .







If the screen is not displayed correctly even after adjusting in step 3 above, perform the adjustments according to the procedures on the following pages. When the screen is displayed correctly, go to [step 5](#) “To adjust color gradation automatically [Range Adjustment]”.


4 Perform advanced adjustments for the following using the <Screen> menu of the <Analog Adjustment>.

Adjust the clock, phase and position, in this order.

● To eliminate vertical bars [Clock]





Procedure


1. Choose <Clock> from the <Analog Adjustment> menu, and press .
2. Adjust the clock with  or .
Press   slowly so as not to miss the adjustment point.
3. Press  to exit the adjustment.
When blurring, flickering or bars appear on the screen after adjustment, proceed to [Phase] to remove flickering or blurring.



● Remove flickering or blurring [Phase]

Procedure

1. Choose <Phase> from the <Analog Adjustment> menu, and press .
2. Adjust the phase with  or .
3. Press  to exit the adjustment.



Attention





- Flickering or blurring may not be eliminated depending on your PC or graphics board.
-


● To correct screen position [Hor.Position] [Ver.Position]

NOTE

- Since the number of pixels and the pixel positions are fixed on the LCD monitor, only one position is provided to display images correctly. The position adjustment is made to shift an image to the correct position.
-

Procedure

1. Choose <Hor.Position> or <Ver.Position> from the <Analog Adjustment> menu, and press .
2. Adjust the position with  or .
3. Press  to exit the adjustment.




5 Adjust the color gradation.

● To adjust color gradation automatically [Range Adjustment]

Every color gradation (0 to 255) can be displayed by adjusting the signal output level.

Procedure

1. Display Pattern 2 in full screen on the monitor using the screen adjustment pattern files.



2. Choose <Range Adjustment> from the <Analog Adjustment> menu, and press .
The color gradation is adjusted automatically.
When the auto adjustment is completed, a message appears. Select “OK” to confirm the new settings or “Cancel” to restore the previous settings, and press .
3. Close the Pattern 2.


2-3. Color Adjustment

● To select the display mode (CAL Switch)

CAL Switch allows you to select easily the adequate mode suitable for the monitor's application.


CAL Switch mode

Mode	Purpose
1-DICOM	Available to display in DICOM mode.
2-Custom	Available for the color settings according to your preference.
3-CAL	Displays the screen adjusted by calibration software.
4-Text	Suitable for displaying texts for word processing or spreadsheets.



Procedure

1. Press **(M)**.
Mode menu appears at the lower left of the screen.
2. The mode among the list is highlighted in turn each time **(M)** is pressed.
You can switch the current mode with **(▲)** or **(▼)** while the mode menu is being displayed.



NOTE

- The Adjustment menu and the Mode menu cannot be displayed at the same time.
- You can disable a specific mode to be selected. For more information, refer to “3-1 Enabling/Disabling Mode Selection” ([page 25](#)).

● To perform advanced adjustments

The <Color> menu of the Adjustment menu allows you to set and save the independent color adjustment for each mode.

Attention

- Wait 30 minutes or more from monitor power on before starting the color adjustment.
(Allow the monitor to warm up for at least 30 minutes before making adjustments.)
- Perform the range adjustment first when adjusting color for analog input signals.
(Refer to “To adjust color gradation automatically” on [page 18](#)).
- The same image may be seen in different colors on multiple monitors due to their monitor-specific characteristics.
Make fine color adjustment visually when matching colors on multiple monitors.

NOTE

- The values shown in “%” or “K” are available only as reference.

● Adjustment items in each mode











According to the mode selected, the adjustable function differs.

(You can not select any function unavailable for adjustment or setting.)

The adjustments or settings made for each mode are applied to all input signals.

For the adjustment method of each function, refer to subsequent pages.

√: Adjustment available —: Invalid for adjustment

Icon	Function	CAL Switch mode			
		1-DICOM	2-Custom*	3-CAL*	4-Text*
	Brightness	√	√	√	√
	Contrast	—	√	—	√
	Temperature	—	√	—	√
	Gamma	—	√	—	√
	Hue	—	√	—	√
	Saturation	—	√	—	√
	Outline Enhancer	—	√	—	√
	Gain	—	√	—	—
	6 Colors	—	√	—	—
	Color Reset	√	√	√	√






* If you adjust the calibration in this mode using the calibration kit exclusive for to this monitor (RadiCS LE as an accessory shown on [page 45](#)), only Brightness and Reset is adjustable.

● To adjust the brightness [Brightness]



The screen brightness is adjusted by changing the brightness of the backlight (Light source from the LCD back panel).

Adjustable range: 0 to 100%

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Brightness> from the <Color> menu, and press .
3. Adjust the brightness with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

NOTE






- You can also adjust the brightness using  and .
 - When you feel the image is bright even if the brightness is set to 0%, adjust the contrast.
-

● To adjust the contrast [Contrast]

The luminance of the screen is adjusted by varying the video signal level.

Adjustable range: 0 to 100%

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Contrast> from the <Color> menu, and press .
3. Adjust the contrast with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

NOTE






- In the contrast of 100%, every color gradation is displayed.
 - When adjusting the monitor, it is recommended to perform the brightness adjustment which may not lose the gradation characteristics, prior to the contrast adjustment.
 - Perform the contrast adjustment in the following cases.
 - When you feel the image is bright even if the brightness is set to 0%. (Set the contrast to lower than 100%).
-

● To adjust the color temperature [Temperature]

The color temperature can be adjusted. The color temperature is normally used to express the hue of “White” and/or “Black” by a numerical value. The value is expressed in degrees “K” (Kelvin). In the same way as the flame temperature, the image on the monitor is displayed reddish if the color temperature is low and is bluish if the color temperature is high. The gain preset values are set for each color temperature setting value.

Adjustable range: Native, 6000K-15000K (specified by every 500K unit, including 9300K)

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Temperature> from the <Color> menu, and press .
3. Adjust the color temperature with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

NOTE






- [Gain] allows you to perform more advanced adjustment (See “To adjust the gain value” on [page 23](#)).
 - If you set to [Native], the image is displayed in the preset color of the monitor (Gain: 100% for each RGB).
 - When changing the gain value, the color temperature adjusting range is changed to “User”.
-

● To adjust the gamma value [Gamma]

The gamma value can be adjusted. The luminance of the monitor varies depending on the input signal, however, the variation rate is not proportional to the input signal. To keep the balance between the input signal and the luminance of the monitor is called as “Gamma correction”.

Adjustable range: 1.8-2.6

Procedure







1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Gamma> from the <Color> menu, and press .
3. Adjust the gamma value with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

● To adjust the hue [Hue]

This function allows you to adjust the hue.

Adjustable range: -100 to 100

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Advanced Settings> from the <Color> menu, and press .
3. Choose <Hue>, and press .
4. Adjust the hue with  or .
5. Press  to exit the adjustment.

Attention







- This function does not enable to display every color gradation.
-

● To adjust the color saturation [Saturation]

This function allows you to adjust the saturation of the color on the monitor.

Adjustable range: -100 to 100

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Advanced Settings> from the <Color> menu, and press .
3. Choose <Saturation>, and press .
4. Adjust the saturation of the color with  or .
5. Press  to exit the adjustment.

Attention

- This function does not enable to display every color gradation.
-







NOTE

- Setting the minimum (-100) turns the image to a monochrome screen.
-

● To enhance the outline of the image [Outline Enhancer]

OutlineEnhancer functions to emphasize outline of the images by emphasizing the color difference between pixels composing the images. This may improve the texture of the material and its feel of the images. On the contrary, it also functions to reproduce the images smoothly by gradating its outline.

Procedure








1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Advanced Settings> from the <Color> menu, and press .
3. Choose <Outline Enhancer>, and press .
4. Select the display status in the range from -3 to 3 (soft to sharp) with  or  as desired.
5. Press  to exit the adjustment.

● To adjust the gain value [Gain]

Each luminance of red/green/blue composing the color is called “Gain”. The gain adjustment may change the color tone of the “White” (when the max input signal for each color is obtained)

Adjustable range: 0 to 100%

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Advanced Settings> from the <Color> menu, and press .
3. Choose <Gain>, and press .
4. Choose the color for adjustment among <Red>, <Green>, or <Blue> to adjust, and press .
5. Adjust the gain with  or .
6. Press  to exit the adjustment.

NOTE









- The gain value may change depending on the value of the color temperature.
 - When changing the gain value, the color temperature adjusting range is changed to “User”.
-

● To adjust six colors [6 Colors]

The hue and saturation can be adjusted for each of six colors: Magenta, Red, Yellow, Green, Cyan, and Blue.

Adjustable range: -100 to 100

Procedure

1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Advanced Settings> from the <Color> menu, and press .
3. Choose <6 Colors>, and press .
4. Choose the color for adjustment among <Magenta>, <Red>, <Yellow>, <Green>, <Cyan>, or <Blue>, and press .
5. Select <Hue> or <Saturation>, and press .
6. Adjust the 6 colors with  or .
7. Press  to exit the adjustment.


2-4. Displaying Lower Resolutions

● To change screen size [Screen Size]

You can change the screen size by using <Screen Size> from <Screen> menu.

Menu	Function
Full	Displays an image in full screen. Images are distorted in some cases because the vertical rate is not equal to the horizontal rate.
Enlarged	Displays an image in full screen. In some cases, a blank horizontal or vertical border appears to equalize the vertical rate and the horizontal rate.
Normal (default setting)	Displays images with the specified resolution.

Example: Image size 1280 x 1024



Procedure

1. Choose <Screen> from the Adjustment menu, and press ●.
2. Choose <Screen Size> from the <Screen> menu, and press ●.
3. Select “Full Screen,” “Enlarged,” or “Normal” with ▲ or ▼.
4. Press ● to exit the adjustment.









Chapter 3 Setting Monitor

3-1. Enabling/Disabling Mode Selection [Mode Preset]

Allows you to select the specified modes only.

Use this function when all the display modes are not available or when keeping the display mode unchanged.

Procedure

1. Choose <Tools> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Mode Preset> from the <Tools> menu, and press .
3. Select the mode to change its settings with  or , and press .
4. Select “On” or “Off” with  or .
5. Press  to exit the adjustment.








Attention




- You cannot set all the modes disable. Set at least one mode to “On”.




3-2. Locking Buttons [Key Lock]

This function allows you to lock to prevent changing the adjusted/set status.

Procedure

1. Press  to turn off the monitor.
2. Press  holding  down for at least 2 seconds to turn on the monitor.
The Optional Settings menu appears.
3. Choose <Key Lock> from the <Optional Settings> menu, and press .
4. Select “Off”, “Menu”, or “All” with  or , and press .

Settings	Buttons that can be locked
Off (Initial settings)	None (All buttons are enabled)
Menu	 button  button
All	All buttons excluding 

5. Select “Finish” with  or .
6. Press  to exit.
The Optional Settings menu is closed.

3-3. Setting the EIZO Logo Display [Logo]

This function allows you to display, or not, the EIZO logo.

Procedure

1. Press ⏻ to turn off the monitor.
2. Press Ⓜ holding ⏻ down at least 2 seconds to turn on the monitor.

The Optional Settings menu appears.

3. Choose <Logo> from the <Optional Settings> menu, and press Ⓞ .
4. Select “On” or “Off” with ⬆ or ⬇ , and press Ⓞ .
5. Select “Finish” with ⬆ or ⬇ .
6. Press Ⓞ to exit the Optional Settings.

The Optional Settings menu is closed.


3-4. Setting Orientation [Orientation]

● To set the orientation of the Adjustment menu

This function allows you to change the orientation of the Adjustment menu when using the monitor screen in vertical display position. (Default settings : Landscape)

Procedure

1. Choose <Menu Settings> from the Adjustment menu, and press Ⓞ .
2. Choose <Orientation> from the <Menu Settings> menu, and press Ⓞ .
3. Select “Landscape” or “Portrait” with ⬆ or ⬇ .
4. Press Ⓞ to exit the adjustment.
5. When selecting “Portrait”, turn the monitor screen 90° in clockwise direction.



Attention

- Be sure that the cables are correctly connected.






3-5. Setting Language [Language]

This function allows you to select a language for the adjustment menu or displaying message.

Selectable languages

English/German/French/Spanish/Italian/Swedish/Japanese /Simplified Chinese/Traditional Chinese






Procedure

1. Choose <Menu Settings> menu from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Language> from the <Menu Settings> menu, and press .
3. Choose a language with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

3-6. Setting the Display Position of the Adjustment Menu [Menu Position]

Adjust the menu position using the following procedure.

Procedure

1. Choose <Menu Settings> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Menu Position> from the <Menu Settings> menu, and press .
3. Select a menu position with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

3-7. Restoring the Default Setting

There are two types of Reset. One is to reset the color adjustment only to the default settings, and the other is to reset all the settings to the default settings.

Attention

- After resetting, you cannot undo the operation.






NOTE

- For main default settings, refer to “Main default settings (factory settings)” on [page 41](#).

● To reset color adjustment values [Color Reset]

Only the adjustment values in the current mode will revert to the default settings (factory settings).

Procedure






1. Choose <Color> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Color Reset> from the <Color> menu and press .
3. Select “Execute” with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

The color adjustment values revert to the default settings.

● To reset all adjustments to the factory default settings [All Reset]

Reset all adjustments to the factory default settings.

Procedure

1. Choose <Tools> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <All Reset> from the <Tools> menu, and press .
3. Select “Execute” with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

All setting values revert to the default settings.

Chapter 4 Power Saving Function

4-1. Setting the Power Saving [Power Save]

This function allows you to set the monitor into the power saving mode according to the PC status. When the monitor enters the power saving mode, no image is displayed on the screen.






Attention

- Turning off the main power switch or unplugging the power cord completely shuts off power supply to the monitor.
- Devices connected to the USB port (upstream and downstream) work when the monitor is in power saving mode or when the power button of the monitor is Off. Therefore, power consumption of the monitor varies with connected devices even in the power saving mode.

Power Save is compliant with the following standards for the respective signal inputs.

signal inputs		Standard
Analog signal		VESA DPM
Digital signal	DVI	DVI DMPM
	DisplayPort	DisplayPort Standard V1.1a

Procedure

1. Choose <PowerManager> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Power Save> from the <PowerManager> menu, and press .
3. Select “On” or “Off” with  or .
4. Press  to exit the adjustment.

Power Saving System






The monitor enters the power saving mode in conjunction with the PC settings.

PC		Monitor Power	Indicator
Operating		Operating	Blue
Power saving	STAND-BY SUSPENDED OFF	Power saving	Orange

4-2. Setting Power Indicator [Power Indicator]

The brightness of the power indicator (blue) when the screen is displayed can be adjusted (default setting is set to light up when power is turned on, and brightness is set to 4).

Procedure

1. Choose <PowerManager> from the Adjustment menu, and press .
2. Choose <Power Indicator> from the <PowerManager> menu, and press .
3. Select the indicator brightness “Off” or in the range from 1 to 7 with  or  as desired.
4. Press  to exit the adjustment.

4-3. Setting Monitor's Automatic Brightness Adjustment [Auto EcoView]

The sensor on the lower side of the monitor detects the environmental brightness to adjust the screen brightness automatically and comfortably by using the Auto EcoView function.

Attention

- The Auto EcoView function is not available in CAL or DICOM mode.
 - Be careful not to block the sensor on the lower side of the monitor when using the Auto EcoView function.
-




Procedure





1. Choose <PowerManager> from the Adjustment menu, and press **○**.
2. Choose <Auto EcoView> from the <PowerManager> menu, and press **○**.
3. Select “On” or “Off” with **▲** or **▼**.
4. Press **○** to exit the adjustment.

Chapter 5 Troubleshooting

If a problem still remains after applying the suggested remedies, contact your local dealer.

- No-picture problems → See No.1 - No.2.
- Imaging problems (digital input) → See No.3 - No.8.
- Imaging problems (analog input) → See No.3 - No.12.
- Other problems → See No.13 - No.16.

Problems	Possible cause and remedy
<p>1. No picture</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power indicator does not light. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Power indicator lights blue. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Power indicator lights orange. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the power cord is connected correctly. • Turn off the main power, and then turn it on again a few minutes later. • Turn the main power switch on. • Press . <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Set each adjusting value in [Brightness], [Contrast] and [Gain] to higher level. (page 21, 23) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Switch the input signal with . • Operate the mouse or keyboard. • Check whether the PC is turned on.
<p>2. The message below appears.</p> <ul style="list-style-type: none"> • This message appears when no signal is input. Example: <div data-bbox="277 967 671 1220" data-label="Image"> </div>	<p>This message appears when the signal is not input correctly even when the monitor functions properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The message shown left may appear, because some PCs do not output the signal soon after power-on. • Check whether the PC is turned on. • Check whether the signal cable is connected properly. • Switch the input signal with .
<ul style="list-style-type: none"> • The message shows that the input signal is out of the specified frequency range. (Such signal frequency is displayed in red.) Example: <div data-bbox="277 1357 671 1675" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the signal setting of your PC matches the resolution and the vertical frequency settings for the monitor. (refer to the Setup Manual "Setting Screen Resolution") • Reboot the PC. • Select an appropriate display mode using the graphics board's utility. Refer to the manual of the graphics board for details. <p>fD : Dot Clock (Displayed only when the digital signal inputs) fH : Horizontal Frequency fV : Vertical Frequency</p>
<p>3. The screen is too bright or too dark.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust using [Brightness] or [Contrast]. (The LCD monitor backlight has a fixed life span. When the screen becomes dark or begins to flicker, contact your local dealer.) • Turn on the Auto EcoView function. The monitor detects the environmental brightness to adjust the screen brightness automatically.

Problems	Possible cause and remedy
4. Characters are blurred	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the signal setting of your PC matches the resolution and the vertical frequency settings for the monitor. (refer to the Setup Manual “Setting Screen Resolution”) • Adjust using <Outline Enhancer>. (page 23)
5. Afterimages appear	<ul style="list-style-type: none"> • Use a screen saver or off timer function for a long-time image display. • Afterimages are particular to LCD monitors. Avoid displaying the same image for a long time.
6. Green/red/blue/white dots or defective dots remain on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • This is due to LCD panel characteristics and is not a failure.
7. Interference patterns or pressure marks remain on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • Leave the monitor with a white or black screen. The symptom may disappear.
8. Noise appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • When entering the signals of HDCP system, the normal images may not be displayed immediately.
9. Display position is incorrect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust image position using <Hor.Position> or <Ver.Position>. (page 17) • If the problem persists, use the graphics board's utility if available to change the display position.
10. Vertical bars appear on the screen or a part of the image is flickering. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust using [Clock]. (page 17)
11. Whole screen is flickering or blurring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust using [Phase]. (page 17)
12. Upper part of the screen is distorted as shown below. 	<ul style="list-style-type: none"> • This is caused when both composite sync (X-OR) signal and separate vertical sync signal are input simultaneously. Select either composite signal or separate signal.
13. The adjustment menu does not appear.	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the operation lock function works. (page 25)
14. Mode menu does not appear.	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the operation lock function works. (page 25)
15. The auto adjust function does not work correctly.	<ul style="list-style-type: none"> • This function does not work when digital signal is input. • This function is intended for use on the Macintosh and on AT-compatible PC running Windows. It may not work properly in either of the following cases. It does not work properly when an image is displayed only on a part of the screen (command prompt window, for example) or when a black background (wallpaper, etc.) is in use. • This function does not work correctly with some graphics boards.

Problems	Possible cause and remedy
<p>16. The monitor connected with the USB cable is not detected. / USB devices connected to the monitor does not work.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the USB cable is connected correctly. (page 36) • Change the USB port to another one. If the PC or peripheral devices works correctly by changing the USB port, contact your local dealer. (Refer to the manual of the PC for details.) • Reboot the PC. • If the peripheral devices work correctly when the PC and peripheral devices are connected directly, please contact your local dealer. • Check whether the PC and OS are USB compliant. (For USB compliance of the respective devices, consult their manufacturers.) • Check the PC's BIOS setting for USB when using Windows. (Refer to the manual of the PC for details.)

Chapter 6 Reference

6-1. Attaching an Arm

The stand can be removed and replaced with an arm (or another stand) to be attached to the monitor. Use an arm or stand of EIZO option.

Attention

- When attaching an arm or stand, follow the instructions of their user's manual.
- When using another manufacturer's arm or stand, confirm the following in advance and select one conforming to the VESA standard.
 - Clearance between the screw holes: 100 mm × 100 mm
 - Thickness of plate: 2.6 mm
 - Strong enough to support weight of the monitor unit (except the stand) and attachments such as cables.
- Use the screws as described below.
 - The screws fixing the stand to the monitor
- When using an arm or stand, attach it to meet the following tilt angles of the monitor.
 - Up 45 degrees, down 45 degrees (horizontal display, and vertical display rotated 90 degrees clockwise)
- Connect the cables after attaching an arm or a stand.
- If you need to remove the FlexStand, turn the panel on the monitor to the left and right a little so that the four screws positioned under the stand are visible. Then, unscrew the four screws.
- Do not adjust the height of the stand removed from the monitor. When adjusted without attached monitor, it causes the personnel injury or the damaged to the stand.
- Since the monitor and arm or stand are so heavy, dropping them may result in injury or equipment damage.

[Attachment Procedure]


1 Lay the LCD monitor on a soft cloth spread over on a stable surface with the panel surface facing down.

2 Remove the stand.

Prepare a screwdriver. Unscrew the four screws securing the unit and the stand with the screwdriver.

3 Attach the monitor to the arm or stand.


Secure the monitor to the arm or stand using the screws specified in the user's manual of the arm or stand.



6-2. Connecting More than Two PCs to the Monitor

More than two PCs can be connected to the monitor through the DVI-I and the DisplayPort connector on the back of the monitor.


Connection examples



● To switch the input signal

The input signal switches each time **(S)** is pressed.

When the signal is switched, the active input port name appears at the top right corner of the screen.



● To set input signal selection [Input Selection]

The monitor recognizes the connector through which PC signals are input.

Priority setting	Function
Auto	When a PC is turned off or enters the powersaving mode, the monitor automatically displays another signal.
Manual	The monitor detects only the PC's signals currently displaying automatically. Select an active input signal with S .

Procedure

1. Choose <Tools> from the Adjustment menu, and press **●**.
2. Choose <Input Selection> from the <Tools> menu, and press **●**.
The <Input Selection> menu appears.
3. Select "Auto" or "Manual" with **▲** or **▼**.
4. Press **●** to exit the adjustment.

Attention

- When "Auto" is selected for <Input Selection>, the monitor's power-saving function works only when all PCs are in the power-saving mode.
-

6-3. Making Use of USB (Universal Serial Bus)

This monitor has a hub compatible with USB. Connected to a PC compatible with USB or another USB hub, this monitor functions as a USB hub allowing connection to peripheral USB devices.

● Required System Environment


1. A PC equipped with a USB port or another USB hub connected to a USB compatible PC
2. Windows 2000/XP/Vista/7/8 or Mac OS 9.2.2 and Mac OS X 10.2 or later
3. USB cable

Attention

- This monitor may not work depending on PC, OS or peripheral devices to be used. For USB compatibility of peripheral devices, contact their manufactures.
 - Devices connected to the USB port (upstream and downstream) work when the monitor is in power saving mode or when the power button of the monitor is Off. Therefore, power consumption of the monitor varies with connected devices even in the power saving mode.
 - When the main power switch is Off, device connected to the USB port will not operate.
-

● Connection Procedure (Setup of USB Function)

1. Connect the monitor first to a PC using the signal cable, and run the PC.
2. Connect the supplied USB cable between the downstream USB port of a USB compatible PC (or another USB hub) and the monitor's upstream USB port.
The USB hub function is set up automatically upon connection of the USB cable.
3. Connect the peripheral USB device to the USB port (downstream) of the monitor.



6-4. Displaying Monitor Information

● Displaying monitor information by pressing ⓘ

The ⓘ displays the information about the monitor and the current input signals displayed.
(Example)

```
RadiForce MX241W  
S/N: 00000001  
DVI-1  
Analog  
720 X 400
```

● Displaying signal information [Signal Info]

This function displays the information about the current input signals displayed.

1. Choose <Tools> from the Adjustment menu, and press ⏏.
2. Choose <Signal Info> from the <Tools> menu, and press ⏏.

The Signal Info screen appears.

(Example)

```
Tools > Signal Info  
DVI-1  
Digital      1280 X 1024  
fD: 100.0MHz  
fH: 100.0kHz  
fV: 100.0Hz
```

● Displaying monitor information [Monitor Info]

This function displays the information about the monitor.

1. Choose <Tools> from the Adjustment menu, and press ⏏.
2. Choose <Monitor Info> from the <Tools> menu, and press ⏏.

The Monitor Info screen appears.

(Example)

```
Tools > Monitor Info  
RadiForce MX241W  
S/N: 00000001  
Usage Time  
4h
```

Attention

- The usage time is not always “0” due to factory inspection when you purchase the monitor.
-

6-5. Specifications

MX220W

LCD Panel	Size	22.0-inch (560 mm) TFT color LCD
	Surface treatment	Anti-Glare Hard Coating
	Surface hardness	3H
	Viewing angle	Viewing angle : Horizontal 178°, Vertical 178° (CR:10 or more)
	Dot Pitch	0.247 mm
	Response Time	Approx. 12ms
Horizontal Scan Frequency	Analog	24-76 kHz
	Digital	31-76 kHz
Vertical Scan Frequency	Analog	49-86 Hz(1600 × 1200, 1920 × 1200: 49-61 Hz)
	Digital	59-61 Hz (VGA TEXT: 69-71 Hz)
Resolution		1920 dots × 1200 lines
Max. Dot Clock	Analog	170 MHz
	Digital	162 MHz
Max. Display Color		Approx. 1073.74 million colors (DisplayPort 10bit)
Display Area (H × V)		473.76 mm × 296.1 mm
Power Supply		100-120 VAC ±10%, 50/60Hz 0.90 – 0.75A 200-240 VAC ±10%, 50/60Hz 0.45 – 0.40A
Power Consumption	Screen Display On	90W or less (with USB load) 80W or less (without USB load)
	Power saving mode	0.9W or less (for DVI-I (Analog) single signal input, without USB load, [Input Signal] : "Manual")
	Power button Off	0.7W or less (without USB load)
	Main Power switch Off	0W
Input Signal Connector		DVI-I connector (Applicable to HDCP) × 2 DisplayPort (Standard V1.1a, applicable to HDCP)
Analog Input Signal (Sync)		Separate, TTL, positive/ negative Composite, TTL, positive/ negative
Analog Input Signal (Video)		Analog, Positive (0.7Vp-p/75Ω)
Digital Signal (DVI) Transmission System		TMDS (Single Link)
Max. Video Signal Memory	Analog	45 (preset: 9)
Plug & Play		Analog / Digital (DVI-I) : VESA DDC 2B / EDID structure 1.3 Digital (DisplayPort) : VESA DisplayPort / EDID structure 1.4
Dimensions	Main unit (Height adjustable stand)	511 mm (20.1 inch) × 439-521 mm (17.3– 20.5 inch) × 208.5 mm (8.2 inch)
	Main unit (including FlexStand)	511 mm (20.1 inch) × 347.5-521.5 mm (13.7 – 20.5 inch) × 240.5 mm (9.5 inch)
	Main unit (without stand)	511 mm (20.1 inch) × 333 mm (13.1 inch) × 85 mm (3.35 inch)
Mass	Main unit (Height adjustable stand/FlexStand)	Approx. 9.6 kg (21.2 lbs.)
	Main unit (without stand)	Approx. 6.6 kg (14.6 lbs.)

Movable range (Height adjustable stand)	Tilt	40° Up, 0° Down
	Swivel	35° Right, 35° Left
	Adjustable height	82 mm (3.23 inch)
	Rotation	90° (clockwise)
Movable range (FlexStand)	Tilt	30° Up, 0° Down
	Swivel	172° Right, 172° Left
	Adjustable height	225 mm (8.9 inch) (174 mm (6.9 inch) when Tilt is 0°)
	Rotation	90° (clockwise)
Environmental Conditions	Temperature	Operating: 0°C to 35°C (32°F to 95°F) Transportation/Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidity	Operating: 20% to 80% R.H. (no condensation) Transportation/Storage: 10% to 80% R.H. (no condensation)
	Pressure	Operating: 700 hPa to 1060 hPa Transportation/Storage: 200 hPa to 1060 hPa
USB	Standard	USB Specification Revision 2.0
	Port	Upstream port × 1, Downstream port × 2
	Communication Speed	480 Mbps (high), 12 Mbps (full), 1.5 Mbps (low)
	Supply current	Downstream: Max. 500mA/1 port
Classification of Equipment		Type of protection against electric shock : Class I EMC class: EN60601-1-2:2007 Group 1 Class B Classification of medical device (MDD 93/42/EEC) : Class Mode of operation : Continuous IP Class : IPX0

MX241W

LCD Panel	Size	24.1-inch (610 mm) TFT color LCD
	Surface treatment	Hard Coating
	Surface hardness	3H
	Viewing angle	Viewing angle : Horizontal 178°, Vertical 178° (CR:10 or more)
	Dot Pitch	0.270 mm
	Response Time	Approx. 13ms
Horizontal Scan Frequency	Analog	24-76 kHz
	Digital	31-76 kHz
Vertical Scan Frequency	Analog	49-86 Hz(1600 × 1200, 1920 × 1200: 49-61 Hz)
	Digital	59-61 Hz (VGA TEXT: 69-71 Hz)
Resolution		1920 dots × 1200 lines
Max. Dot Clock	Analog	170 MHz
	Digital	162 MHz
Max. Display Color		Approx. 1073.74 million colors (DisplayPort 10bit)
Display Area (H × V)		518.4 mm × 324.0 mm
Power Supply		100-120 VAC ±10%, 50/60Hz 1.0 – 0.8A 200-240 VAC ±10%, 50/60Hz 0.5 – 0.4A
Power Consumption	Screen Display On	95W or less (with USB load) 85W or less (without USB load)
	Power saving mode	0.9W or less (for DVI-I (Analog) single signal input, without USB load, [Input Signal] : "Manual")
	Power button Off	0.7W or less (without USB load)
	Main Power switch Off	0W
Input Signal Connector		DVI-I connector (Applicable to HDCP) × 2 DisplayPort (Standard V1.1a, applicable to HDCP)
Analog Input Signal (Sync)		Separate, TTL, positive/ negative Composite, TTL, positive/ negative
Analog Input Signal (Video)		Analog, Positive (0.7Vp-p/75Ω)
Digital Signal (DVI) Transmission System		TMDS (Single Link)
Max. Video Signal Memory	Analog	45 (preset: 9)
Plug & Play		Analog / Digital (DVI-I) : VESA DDC 2B / EDID structure 1.3 Digital (DisplayPort) : VESA DisplayPort / EDID structure 1.4
Dimensions	Main unit	566 mm (22.3 inch) × 456-538 mm (18.0 – 21.2 inch) × 208.5 mm (8.2 inch)
	Main unit (without stand)	566 mm (22.3 inch) × 367 mm (14.4 inch) × 85 mm (3.4 inch)
Mass	Main unit	Approx. 10.1 kg (22.3 lbs.)
	Main unit (without stand)	Approx. 7.1 kg (15.7 lbs.)
Movable range (Height adjustable stand)	Tilt	40° Up, 0° Down
	Swivel	35° Right, 35° Left
	Adjustable height	82 mm (3.23 inch)
	Rotation	90° (clockwise)

Environmental Conditions	Temperature	Operating: 0°C to 35°C (32°F - 95°F) Transportation/Storage: -20°C to 60°C (-4°F - 140°F)
	Humidity	Operating: 20% to 80% R.H. (no condensation) Transportation/Storage: 10% to 80% R.H. (no condensation)
	Pressure	Operating: 700 hPa to 1060 hPa Transportation/Storage: 200 hPa to 1060 hPa
USB	Standard	USB Specification Revision 2.0
	Port	Upstream port × 1, Downstream port × 2
	Communication Speed	480 Mbps (high), 12 Mbps (full), 1.5 Mbps (low)
	Supply current	Downstream: Max. 500mA/1 port
Classification of Equipment		Type of protection against electric shock : Class I EMC class: EN60601-1-2:2007 Group 1 Class B Classification of medical device (MDD 93/42/EEC) : Class Mode of operation : Continuous IP Class : IPX0

Main default settings (factory settings)

CAL Switch Mode : The default display mode setting is DICOM.

	Brightness	Temperature	Gamma
DICOM	170 cd/m ²	7500K	DICOM
Custom	approx. 270 cd/m ²	7500K	2.2
CAL	170 cd/m ²	7500K	DICOM
Text	approx. 100 cd/m ²	7500K	2.2


Others

Power Save	On
Input Selection	Auto
Screen Size	Normal
Auto EcoView	Off
Outline Enhancer	0
Logo	Off
Menu Position	Center
Language	English

Outside Dimensions


MX220W (Height adjustable stand)

Unit: mm (inch)




MX220W (FlexStand)

Unit: mm (inch)




MX241W

Unit: mm (inch)



Connector Pin Assignment


- DVI-I connector



Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	T.M.D.S. Data 2-	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	21	NC*
2	T.M.D.S. Data 2+	12	NC*	22	T.M.D.S. Clock shield
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	13	NC*	23	T.M.D.S. Clock+
4	NC*	14	+5V Power	24	T.M.D.S. Clock-
5	NC*	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	C1	Analog Red
6	DDC Clock (SCL)	16	Hot Plug Detect	C2	Analog Green
7	DDC Data (SDA)	17	T.M.D.S. Data0-	C3	Analog Blue
8	Analog Vertical Sync	18	T.M.D.S. Data0+	C4	Analog Horizontal Sync
9	T.M.D.S. Data1-	19	T.M.D.S. Data0/5 Shield	C5	Analog Ground (analog R,G,&B return)
10	T.M.D.S. Data1+	20	NC*		


(NC*: No Connection)

- DisplayPort connector



Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	ML Lane3-	8	Ground	15	AUX CH+
2	Ground	9	ML Lane1+	16	Ground
3	ML Lane3+	10	ML Lane0-	17	AUX CH-
4	ML Lane2-	11	Ground	18	Hot Plug Detect
5	Ground	12	ML Lane0+	19	Return
6	ML Lane2+	13	CONFIG1	20	DP PWR
7	ML Lane1-	14	CONFIG2		

- USB port



Contact No.	Signal	Remarks
1	VCC	Cable power
2	- Data	Serial data
3	+ Data	Serial data
4	Ground	Cable ground

Accessories List

MX220W

Calibration Kit	EIZO "RadiCS UX1" Ver.3.4.0 or later
Network QC Management Software	EIZO "RadiNET Pro" Ver.3.4.0 or later
Cleaning Kit	EIZO "ScreenCleaner"

MX241W

Calibration Kit	EIZO "RadiCS UX1" Ver.3.3.1 or later
Network QC Management Software	EIZO "RadiNET Pro" Ver.3.3.1 or later
Cleaning Kit	EIZO "ScreenCleaner"

For the latest information about the accessories and information about the latest compatible graphics board, refer to our web site.

<http://www.eizo.com>

6-6. Glossary

Clock

The analog input monitor needs to reproduce a clock of the same frequency as the dot clock of the graphics system in use, when the analog input signal is converted to a digital signal for image display. This is called clock adjustment. If the clock pulse is not set correctly, some vertical bars appear on the screen.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)

DICOM is a standard for digital imaging and communication for medical use developed by American College of Radiology and National Electric Manufacturers Association.

DisplayPort

DisplayPort is a next-generation digital AV interface that allows connection of the PC, audio, imaging devices, etc. to the monitor. One cable can transfer sound with images.

DVI (Digital Visual Interface)

DVI is a digital interface standard. DVI allows direct transmission of the PC's digital data without loss. This adopts the TMDS transmission system and DVI connectors. There are two types of DVI connectors. One is a DVI-D connector for digital signal input only. The other is a DVI-I connector for both digital and analog signal inputs.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM is a digital interface power-saving function. The "Monitor ON (operating mode)" and "Active Off (power-saving mode)" are indispensable for DVI DMPM as the monitor's power mode.

Gain

This is used to adjust each color parameter for red, green and blue. An LCD monitor displays the color by the light passing through the panel color filter. Red, green and blue are the three primary colors. All the colors on the screen are displayed by combining these three colors. The color tone can be changed by adjusting the light intensity (volume) passing through each color's filter.

Gamma

Generally, the monitor brightness varies nonlinearly with the input signal level, which is called "Gamma Characteristic". A small gamma value produces a low-contrast image, while a large gamma value produces a highcontrast image.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Digital signal coding system developed to copy-protect the digital contents, such as video, music, etc. This helps to transmit the digital contents safely by coding the digital contents sent via DVI terminal on the output side and decoding them on the input side. Any digital contents cannot be reproduced if both of the equipments on the output and input sides are not applicable to HDCP system.

Phase

Phase means the sampling timing to convert the analog input signal to a digital signal. Phase adjustment is made to adjust the timing. It is recommended that phase adjustment be made after the clock is adjusted correctly.

Range Adjustment

Range adjustment controls the signal output levels to display every color gradation. It is recommended that range adjustment be made before color adjustment.

Resolution

The LCD panel consists of numerous pixels of specified size, which are illuminated to form images. This monitor consists of 1920 horizontal pixels and 1200 vertical pixels. At a resolution of 1920 x 1200, all pixels are illuminated as a full screen (1:1).

Temperature

Color temperature is a method to measure the white color tone, generally indicated in degrees Kelvin. The screen becomes reddish at a low temperature, and bluish at a high temperature, like the flame temperature.

5000K: Slightly reddish white

6500K: Warm white like paper white

9300K: Slightly bluish white

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

A signal transmission system for digital interface.

VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power Management)

VESA provides the standardization of signals from PC (graphics board) for power saving of PC monitors. DPM defines the signal status between PC and monitor.

6-7. Preset Timing

The following table shows factory preset video timing (for analog signal only).

Attention

- Display position may be deviated depending on the PC connected, which may require screen adjustment using Adjustment menu.
- If a signal other than those listed in the table is input, adjust the screen using the Adjustment menu. However, screen display may still be incorrect even after the adjustment.
- When interlace signals are used, the screen cannot be displayed correctly even after screen adjustment using the Adjustment menu.

Resolution	Applicable signal	Frequency			Polarity	
		Dot clock: MHz	Horizontal: kHz	Vertical: Hz	Horizontal	Vertical
720 × 400	VGA TEXT	28.32	31.47	70.09	Negative	Positive
640 × 480	VGA	25.18	31.47	59.94	Negative	Negative
800 × 600	VESA	40.00	37.88	60.32	Positive	Positive
1024 × 768	VESA	65.00	48.36	60.00	Negative	Negative
1280 × 960	VESA	108.00	60.00	60.00	Positive	Positive
1280 × 1024	VESA	108.00	63.98	60.02	Positive	Positive
1600 × 1200	VESA	161.99	75.00	60.00	Positive	Positive
1680 × 1050	VESA CVT	146.25	65.29	59.95	Negative	Positive
1920 × 1200	VESA CVT RB	154.00	74.04	59.95	Positive	Negative

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: RadiForce MX220W/MX241W

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EMC Information

Essential performance of RadiForce series is to display images and operate functions normally.



CAUTION

The RadiForce series requires special precautions regarding EMC and need to be installed, put into service and used according to the following information.

Do not use any cables other than the cables that provided or specified by us.

Using other cables may cause the increase of emission or decrease of immunity.

Do not put any portable and mobile RF communications equipment close to the RadiForce series. Doing so may affect the RadiForce series.

The RadiForce series should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, the equipment or system should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

Anyone who connects additional equipment to the signal input part or signal output parts, configuring a medical system, is responsible that the system complies with the requirements of IEC/EN60601-1-2.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

Emission test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR11/EN55011	Group 1	The RadiForce series uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emission are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR11/EN55011	Class B	The RadiForce series is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC/EN61000-3-2	Class D	
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC/EN61000-3-3	Complies	


Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC/EN60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC/EN61000-4-2	±6kV contact ±8kV air	±6kV contact ±8kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient / burst IEC/EN61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC/EN61000-4-5	±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC/EN61000-4-11	<5% U_T (>95% dip in U_T) for 0.5 cycle 40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles 70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycles <5% U_T (>95% dip in U_T) for 5sec	<5% U_T (>95% dip in U_T) for 0.5 cycle 40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles 70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycles <5% U_T (>95% dip in U_T) for 5sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the RadiForce series requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the RadiForce series be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC/EN61000-4-8	3A/m	3A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity			
The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC/EN60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF IEC/EN61000-4-6	3Vrms 150kHz to 80MHz	3Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the RadiForce series, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended Separation distance $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$, 80MHz to 800MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$, 800MHz to 2.5GHz Where "P" is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and "d" is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey ^a , should be less than the compliance level in each frequency range ^b . Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol. 
Radiated RF IEC/EN61000-4-3	3V/m 80MHz to 2.5GHz	3V/m	
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.			
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			
^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the RadiForce series is used exceeds the applicable RF compliance level above, the RadiForce series should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the RadiForce series.			
^b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.			

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the RadiForce Series

The RadiForce series is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the RadiForce series can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the RadiForce series as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150kHz to 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80MHz to 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800MHz to 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance “d” in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where “P” is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Cable length	
Signal Cable (DD300) :	3.0m
Signal Cable (FD-C16) :	2.0m
Signal Cable (PP300) :	3.0m
USB Cable (UU300) :	3.0m

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “**EIZO**”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the “**Distributors**”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the “**Warranty**”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “**Original Purchaser**”) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the “**Product**”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the “**User’s Manual**”).

The period of this Warranty is limited to (i) five (5) years from the date of purchase of the Product; or, limited to the expiration of (ii) 30,000 hours of its use of the Product (hereinafter referred to as the “**Warranty Period**”); provided, however, that the Warranty Period for the LCD panel of the Product is limited to three (3) years from the date of purchase of the Product. EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

- (a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;
- (b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
- (c) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);
- (d) Any defect of the Product caused by external equipment;
- (e) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;
- (f) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. buttons, rotating parts, cables, User’s Manual, etc.); and
- (g) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des Produkts (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet); die Garantiefrist für das LCD-Panel des Produkts ist jedoch auf drei (3) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts beschränkt. EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (d) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (e) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (f) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (g) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEDLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est limitée à (i) cinq (5) ans à partir de la date d'achat du Produit ou à (ii) 30 000 heures d'utilisation du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »), sous réserve, toutefois, que la Période de Garantie du panneau LCD du Produit est limitée à trois (3) ans à partir de la date d'achat du Produit. EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (d) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (e) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (f) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
- (g) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo “**EIZO**”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “**Distribuidores**”), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la “**Garantía**”), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el “**Comprador original**”) que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el “**Producto**”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “**Manual del usuario**”).

El periodo de validez de esta Garantía está limitado a (i) cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto o (ii) a 30.000 horas de uso del Producto (en adelante designado como el “**Periodo de Garantía**”); con la exclusión, no obstante, de que el periodo de garantía del panel LCD del Producto está limitado a tres (3) años a partir de la fecha de compra del Producto. EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni para con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

- (a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.
- (c) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).
- (d) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (e) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.
- (f) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).
- (g) Cualquier deformación, decoloración y/o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**EIZO**”) ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Distributori**”) garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Garanzia**”) all’acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Acquirente originale**”) che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Prodotto**”) da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l’Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Manuale utente**”).

La presente Garanzia è limitato a (i) cinque (5) anni a partire dalla data d’acquisto del Prodotto; o, limitato (ii) allo scadere di 30.000 ore d’utilizzo del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Periodo di Garanzia**”); tenendo però presente che il Periodo di garanzia del pannello LCD del Prodotto è limitato a tre (3) anni dalla data d’acquisto del Prodotto. EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l’Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell’Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

- (a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.
- (b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
- (c) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).
- (d) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.
- (e) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.
- (f) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell’utente, ecc.).
- (g) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l’Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L’Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRECTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D’AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL’USO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L’ACQUIRENTE ORIGINALE. L’ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat "**EIZO**") och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade "**Distributörer**") garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad "**Garantin**") den ursprunglige köparen (nedan kallad den "**Ursprunglige köparen**") som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad "**Produkten**") från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad "**Bruksanvisning**").

Giltighetsperioden för denna garanti är begränsad till (i) fem (5) år från datumet för Produktens inköp eller, om detta inträffar tidigare, begränsat till utlöpanget av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (håri kallad "**Garantiperioden**"). Garantiperioden för Produktens LCD-panel är dock begränsad till tre (3) år från datumet för Produktens inköp. EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. När skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

- (a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.
- (b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.
- (c) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).
- (d) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
- (e) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
- (f) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar, roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).
- (g) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetalad frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÅNDSDELEN I BESTÄMMELEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, ή, στη λήξη των (ii) 30.000 ωρών χρήσης του Προϊόντος (στο εξής «**Περίοδος Εγγύησης**»), με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η Περίοδος Εγγύησης για την οθόνη LCD του Προϊόντος περιορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος. Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

- (α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομέων,
- (β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,
- (γ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),
- (δ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,
- (ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,
- (στ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και
- (ζ) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΩΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΩΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “EIZO”) и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “Дистрибуторы”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “Гарантия”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “Первоначальный покупатель”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “Продукт”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “Руководство пользователя”).

Гарантийный период ограничен сроком (i) пять (5) лет от даты приобретения Продукта, или ограничен сроком (ii) 30 000 часов использования Продукта (называемый в дальнейшем “Гарантийный период”), при условии, что Гарантийный период для панели ЖКД ограничен сроком три (3) года от даты приобретения Продукта. EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (г) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (д) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;
- (е) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (ж) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

有限责任保证书

EIZO Corporation (以下简称“**EIZO**”)和 EIZO 授权的经销商 (以下简称“**经销商**”), 接受并依照本有限责任保证书 (以下简称“**保证书**”)之条款, 向从 EIZO 和经销商购买本文中所规定产品 (以下简称“**产品**”)的原买方 (以下称“**原买方**”)提供保证: 在保证期内 (规定如下), 如果原买方发现按本产品所附使用说明书 (以下简称“**用户手册**”)所述方式正常使用本产品过程中, 本产品出现故障或损坏, EIZO 和经销商根据其独立的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为 (i) 自本产品购买之日起的五 (5) 年期间或限定为到达 (ii) 使用本产品 3 万小时的期限 (以下简称“**保证期限**”), 但本产品的液晶显示屏 (LCD) 的保证期限定为自本产品购买之日起的三 (3) 年期间。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关的任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七 (7) 年后, EIZO 和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时, EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定, 对于任何下列情况之一, EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任:

- (a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。
- (b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。
- (c) 由于诸如液晶显示屏 (LCD) 和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣 (如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷)。
- (d) 因外部设备造成本产品的任何故障。
- (e) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
- (f) 本产品的任何正常老化, 尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置 (如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等)、以及
- (g) 本产品表面包括液晶显示屏 (LCD) 表面的任何变形、变色和 / 翘曲。

为了获得本保证书规定的服务, 原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商, 并且预付运费, 承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时, 原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限, 将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后, 任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失, 对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性, EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系 (无论是否根据合同) 而造成: 任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害 (包括但不限于: 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失) 以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任, 即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性, 对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	×	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明)

